

Legionella pneumophila	Bloomington-2	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	Los Angeles-1	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	82A3105	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Rhinovirus A16	N/A	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /mL
Mycobacterium tuberculosis	K	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	Erdman	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	HN878	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	CDC1551	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	H37Rv	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Streptococcus pneumonia	4752-98 [Maryland (D1)6B-17]	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	178 [Poľsko 23F-16]	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	262 [CIP 104340]	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	Slovensko 14-10 [29055]	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Streptococcus s pyrogeny	Typing strain T1 [NCIB 11841, SF 130]	1 x 10 ⁵ PFU/ml
Mycoplasma pneumoniae	Mutant 22	1 x 10 ⁵ PFU/ml
	FHstrainofEatonAgent [NCTC10119]	1 x 10 ⁵ PFU/ml
	36M129-B7	1 x 10 ⁵ PFU/ml
Koronavírus	229E	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
	OC43	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
	NL63	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
	HKU1	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
Eudský etapneumovirus (hMPV) 3 typu B1	Peru2-2002	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
Eudský etapneumovirus (hMPV) 16 typu A1	IA10-2003	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
Vírus chričky	Typ 1	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
	Typ 2	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
	Typ 3	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
	Typ 4A	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml

Reakcia rušivých látok

Pri testovaní pomocou nových koronavírusových (SARS-CoV-2) rýchlych antigénových testovacích kaziet (výter), nedošlo k interferencii medzi čídlami zariadenia a potenciálnymi látkami rušenia, ako možno vidieť nižšie, testy tak neboli falošne pozitívne alebo nesprávne negatívne na SARS-Antigen Cov-2.

Látka	Koncentrácia	Látka	Koncentrácia
Mucin	100µg/mL	Kyselina acetylsalicylová	3.0 mM
Krv	5% (v/v)	Ibuprofén	2.5 mM
Biotín	100µg/mL	Mupirocín	10 mg/mL
Neo-Synephrine (Phenylephrine)	5% (v/v)	Tobramycín	10µg/mL
Afrin nosový sprej (oxymetazolin)	5% (v/v)	Erythromycín	50µM
Soľný nosový sprej	5% (v/v)	Ciprofloxacín	50µM
Homeopatiká	5% (v/v)	Ceftriaxone	110mg/mL
Sodium Cromoglycate	10 mg/mL	Meropenem	3.7µg/mL
Olopatadine Hydrochloride	10 mg/mL	Tobramycín	100µg/mL
Zanamivir	5 mg/mL	Histamine Hydrochloride	100µg/mL
Oseltamivir	10 mg/mL	Peramivir	1mmol/mL
Artemether-lumefantrine	50µM	Flunisolide	100µg/mL
Doxycycline hyclate	50µM	Budesonide	0.64nmol/ L
Quinine	150µM	Fluticasone	0.3ng/mL
Lamivudine	1 mg/mL	Lopinavir	6µg/mL
Ribavirin	1 mg/mL	Ritonavir	8.2mg/mL
Daclatasvir	1 mg/mL	Abidor	417.8ng/mL
Acetaminophen	150µM	Nazálny výplach	N/A

SYMBOLY

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Diagnostický zdravotnícky prostriedok in vitro		Medzná teplota skladovania
	Výrobca		Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve
	Dátum výroby		Použite do
	Nepoužívajte opakovane		Konzultujte pokyny na použitie
	Dávkový kód		Spĺňa požiadavky smernice ES 98/79 / ES



HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.
4th Floor, #12 Building, Eastern Medicine Town,
Xiasha Economic & Technology Development,
310018 Hangzhou, Zhejiang, P. R. China
Web: www.realytech.com

Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr.1,47877, Willich, Germany

Číslo: 1100000705

Verze:2.4

Dne:2021-02-19