

COVID-19 Test Kit

COVID-19 Výterová testovacia sada

(metóda koloidného zlata)

ÚČEL POUŽITIA

Testovacia sada COVID-19 (Metóda koloidného zlata) je imunochromatografický test na pevnú fázi pre rýchlu a kvalitatívnu detekciu antigénu nového koronavírusu 2019 v ľudskej dutine nosnej, nosníane a kru. Tento test poskytuje iba predbežný výsledok testu. Preto musí byť akákoľvek reaktívna vzorka s testovacou súpravou COVID-19 (Metóda koloidného zlata) potvrdená alternatívnymi testovacimi metódami a klinickými nálezmi.

CALENIE

1 testovacia sada

Úvod

Nové koronavírus patrí do rodu beta koronavírusov. COVID-19 je akútne respiračné infekčné ochorenia. Ľudia sú všeobecne k nákuze náchylní. V súčasnej dobe sú hlavnými zdrojmi infekcie pacienti infikovaní novým koronavírusom; asymptomatický infikovaní ľudia môžu byť tiež zdrojom infekcie. Na základe súčasného epidemiologického štrenia je inkubačná doba 1 až 14 dní, väčšinou 3 až 7 dní. Medzi hlavné prejavy patrí horúčka, únavu a suchý kašel. V niektorých prípadoch sa vyskytuje upcháty nos, nádcha, bolest hrdla, bolest svalov a hnačku.

PRINCÍP TESTU

Testovacia sada COVID-19 (Metóda koloidného zlata) je imunochromatografický test na koloidné zlato. Test používa protitátku COVID-19 (SARS-CoV-2) (testovacie linie T) a protitátku IgG (kontrolná linia C) immobilizovanú na vnitrotrocelulozovom prúžku. Vlnovo sfarbená konjugovaná podložka obsahuje koloidné zlato konjugované s inou protitátkou COVID-19 (SARS-CoV-2) konjugovanú s myšími IgG-zlatými konjugátmi. Ked sa do jamky na vzorku prídaj spracovaný pufer obsahujúci vzorku, spojí sa COVID-19 (SARS-CoV-2) s konjugátom protitátky COVID-19 a vznikne komplex antigenu. Tento komplex migruje vnitrotrocelulozovou membránou kapilárny pôsobením. Keď sa komplex stretne s liniou protitátky COVID-19 testovacie linie T, komplex sa zachytí a vytvorí farebný sfarbený prúžok, ktorý potvrdí výsledok reaktivného testu. Absencia farebného pruhu v testovacej oblasti indikuje nereaktivný výsledok testu. Test obsahuje vnútornú kontrolu (linia C), ktorá by mala vyzkovať vlnovo sfarbený pás konjugátu protitátky IgG bez ohľadu na vývoj farby na ktoromkoľvek z ďalších testovacích linii. Inak je výsledok testu neplatný a vzorka musí byť znova otestovaná v novej sade.

OBSAH

Poskytnutý potrebný materiál:

Utesnené sáčky - každý obsahujúci testovaciu kazetu, vysúšadlo

Tyčinka s vatovým tamponom

Antigenový extrakčný pufer

Antigenová extrakčná skúmavka

pribalový leták

Neposkytnutý potrebný materiál:

Časomiera

SKLADOVANIE A STABILITA

Súpravu možno skladovať pri izbovej teplote alebo v chlade (4-30 oC). Skúšobné zariadenie je stabilné do dátumu expirácie vydeleného na uzavretom puzdre. Skúšobné zariadenie musí až do použitia zostať v uzavretom puzdre. Chráňte pred mrazom. Nepoužívajte po dátume expirácie.

VAROVANIE A OPATRENIA

- Nepoužívajte po uplynutí doby expirácie.
- Pred vykonaním testu si túto písomnú informáciu prečítajte do konca. Nedodržanie návodu môže viesť k nepresnému výsledku testu.
- Nepoužívajte ho, ak je tuba (sáčok) poškodená alebo zlomená.
- Test je určený iba na jednorazové použitie. Za žiadnych okolností ho znova nepoužívajte.
- So všetkými vzorkami zaobchádzajte, ako by obsahovali infekciu. Počas testovania dodržujte zavedené preventívne opatrenia proti mikrobiologickým rizikám.
- dodržujte štandardné postupy pre správnu likvidáciu vzoriek.
- Pri testovaní vzoriek noste ochranný odev, ako sú laboratórne pláště, jednorazové rukavice a ochrana očí.
- Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky.
- Nevykáňajte test v miestnosti so silným prúdením vzduchu, napr. S elektrickým ventilátorom alebo silou klimatizáciou.

OBMEDZENIA TESTU

- Pokiaľ je to možné, použite čerstvý vzorek.
- Optimálny výkon testu vyžaduje prísné dodržiavanie postupu testu popísaného v tomto príbalovom letáku. Odchyly môžu viesť k nesprávnym výsledkom.

3. Negatívny výsledok u jednotlivého subjektu naznačuje nepriomnosť detegovateľného antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2).

Negatívny výsledok však nevylučuje možnosť expozície alebo infekcie COVID-19.

- Negatívny výsledok môže nastať, ak je množstvo antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) vo vzoreku pod detekčnými limitmi testu alebo ak sa nedopadlo odstráni COVID-19 (SARS-CoV-2) antigen ústnej dutiny pacienta.

5. Rovnako ako u všetkých diagnostických testov by konečná klinická diagnóza nemala byť založená na výsledku jediného testu, ale mala by byť stanovená lekárom až po vyhodnotení všetkých klinických a laboratórnych nálezov. Pozitívny výsledok testu môže vo výnimcoch situáciach ukázať falošnú pozitivitu. V týchto prípadoch je nutné test opakovať znova s novou testovacou sadou. Pokiaľ aj následná vzorka vykazuje pozitivitu je nutné výsledok overiť PCR metódou.

CHARAKTERISTIKA VÝKONU

V tejto štúdiu bolo testovaných celkom 518 vzoriek. Výsledky testovacieho činníka a kontrolného činníka boli 309 negatívnych a 209 pozitívnych vzoriek. Vypočítaná citlivosť, a presnosť je uvedená nižšie v tabuľke:

Metoda	RT-PCR		Celkem
	Pozitívny	Negatívny	
COVID 19 Test Kit	Pozitívny	206	3
	Negatívny	3	306
Celkem	209	309	518
Relativná citlivosť	98.56%	interval spôsobitlivosti	95.87 %~99.51%
Relativná specificita	99.03 %	interval spôsobitlivosti	97.18 %~99.67%
Přesnosť	98.84 %	interval spôsobitlivosti	97.50 %~99.47%

2. Analytická specificita

Križová reakcia	Human coronavirus 229E, human coronavirus OC43, human coronavirus HKU1, human Coronavirus NL63, adenovirus (type 5), adenovirus(type 7), adenovirus (type 18), human metapneumovirus (hMPV), parainfluenza virus(type 1), influenza A virus, influenza B virus, Haemophilus influenzae, rhinovirus(type 2), rhinovirus (type 14), rhinovirus (type 16), respiratory syncytial virus(type A-2), Streptococcus pneumoniae, and Streptococcus thermo, there is no crossover with this product.
Rušivé látky	2mg/mL hemoglobin, 2mg/mL mucin, 5mg/L human anti-mouse antibody (HAMA), 10mg/mL biotin, 500µg/mL mucus, 3µg/mL gentamicin, 120µg/mL cromolyn sodium, 60µ g/mL oxymetazoline hydrochloride, 200µg/mL phenylephrine hydrochloride, 200µg/mL N-Acetaminophen, 3µg/mL aspirin, 3µg/mL ibuprofen, 3µg/mL morpholino hydrochloride, 3µg/mL cephalixin kanamycin, 3µg/mL tetracycline, 3µg/mL chloramphenicol, 3µg/mL erythromycin, 3µg/mL vancomycin, 3µg/mL nalidixic acid, 3µg/mL hydrocortisone Pine and 3µg/mL human insulin will not affect the test results.

3. Mez detekcie

Detektívna medza	2ng/ml
------------------	--------

REFERENCE

- Weiss SR , Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res . 2011; 81: 85-164.
- Masters PS, Perlman S. Coronaviridae. In: Knipe DM, Howley PM, eds. Fields virology. 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2013: 825-58.
- Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. Trends Microbiol 2016; 24: 490-502.
- Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019; 17: 181-192.

PREVEDENIE TESTU


- Odbere vzorky sa prevádzia pomocou vatového tampóna
- Testovanie by malo byť prevedené ihneď po odbere vzorky
- Pred testovaním nechajte testovaciu kazetu, vzorku a pufrovací roztok pre extrakciu antigénu stáť pri izbovej teplote(15 - 30°C)

POSTUP TESTU

- Pri odbere vzorky z nosnej dutiny, požiadajte pacienta aby odstránil sekrety z nosnej dutiny. Zakoňí hlavu, potom jemne zasúte odberovú vatovú tyčinku do prednej dutiny nosnej a niekoľkokrát otočte pre správny odbor epitelialných buniek hlenu.



- Môžete tyčinku do skúmavky s predom pridanými 6kvapkami pufráčného roztoku a tyčinku asi 10krát otočte.
- Nechajte tyčinku v extrakčnej skúmavke po dobu 1 minúty. Odstráňte tyčinku a súčasne stlačte špičku tyčinky aby ste z tampónu extraholi kvapalino.
- Hrot kvapálka pevne pritlačte na skúmavku a pevne ho uzavrite. Nechajte odstáť asi 1min.
- Naneste 3 kvapky (asi 100µl) zmesi do jamky na testovacej doštičke a spusťte časovač.
- Po 15 minútach možno odčítať výsledok.



INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

NEGATÍVNY: Pokiaľ je zreteľná iba linie C, absencia akéjkolvek vŕchnovej farby v pruhu T naznačuje, že vo vzorke neboli detektovaný žiadny antigen COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledok je negatívny COVID-19. **POZITÍVNY:** Ak je okrem pritomnosti linie C vyuvinutá aj linia T, test indikuje prítomnosť antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) vo vzorke. Výsledok je pozitívny COVID-19. **NEPLATNÝ:** Kontrolná riadok sa nezobrazí. Najpravdepodobnejším dôvodom zlyhania kontrolné liniek je nedostatočný objem vzorky alebo nesprávne postupy. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou kazetou. Ak problém pretrváva, okamžite prestaňte testovaciu súpravu používať a kontaktujte miestneho distribútoru.

SYMBOLY POUŽITÉ NA OBALU

EC	REP	Autorizovaní zástupci v EU		S kladujte pri teplote 4-30°C	IVD	Pouze pro diagnostiku in vitro
		Nepoužívejte opakovane	LOT	Číslo šarže		Nepoužívejte pokud je poškozený obal
		Přečtěte si návod k použití		Použijte do	EXP	Použijte do

Původní výrobce:

Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd.
No. 125(E), 10th street, Hangzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang, China.P.C.: 310018

SUNGO Europe B.V.
Add: Olympisch Stadion 24, 1076DE
Amsterdam, Netherlands

IMPORT/DISTRIBUCE:

Servatech s.r.o.
Záběhlická 134/95, 106 00, Praha 10
IČO: 29040591
www.servatech.cz | info@servatech.cz | +420 277 279 330

Revize č.: 8.129.04.032-SER1

Datum revize: 22.09.2021