

Technický list produktu

Název výrobku: Jednorázové V-Nitrilové rukavice 100 ks, vel. M, L
Kat. označení: RUK_V_NIT
Balení: 100 ks
Dodavatel: ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava-Třebovice



Charakteristika výrobku:

Jednorázové rukavice se složením 75% nitril a 25% vinyl. Rukavice jsou nepudrované, v modré barvě, ve velikosti L. Rukavice jsou univerzální vhodné pro pravou i levou ruku. Rukavice jsou vhodné pro styk s potravinami, mají certifikát pro chemické sloučeniny. Dále je možné využívat rukavice také ve zdravotnictví, jako ochranu proti biologickým a chemickým rizikům, vodě i ušpinění. Použití také pro úklidové firmy, v domácnosti, stravovacích provozech, výrobnách lahůdek, pultovém prodeji potravinářských výrobků či kadeřnictví. Neobsahují silicon. Nedoporučujeme používat jako ochranu proti tepelným a mechanickým vlivům. Skladujte na suchém a tmavém místě při teplotách 10–30 °C.

Certifikace:

- 89/686/EEC
- ISO 21171:2006 Standard EN 455
- ISO 374-2:2020-03 Standard EN 374
- Standard EN 420

Třída odolnosti: 6
Velikost: M, L
Složení výrobku: 75% nitril, 25% vinyl
Počet možných použití: 1