

Technický list produktu

Název výrobku: Jednorázové vinylové rukavice
Kat. označení: RUKVIN_M, RUKVIN_L, RUKVIN_XL
Balení: 100 ks
Dodavatel: ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava-Třebovice



Charakteristika výrobku:

Jednorázové vinylové rukavice, lehce pudřené. Balení obsahuje 100 ks rukavic. Dostupné ve velikostech M, L, XL. Rukavice jsou určeny pro jednorázové použití. Rukavice jsou vyrobeny z vinylu, který je bez zápachu a vhodný i pro citlivou pokožku či alergiky na latex. Rukavice mají zpevněný rolovaný okraj a jsou určené především jako ochrana proti nečistotám.

Certifikace:

- Nařízení EU 2016/425
- EN 420:2003+A1:2009

Velikost M, L, XL
Počet možných použití: 1