

4toilet.cz

Dezinfekce pro Vaše ruce

Bezdotykové dávkovače a stojany na dezinfekci | Dezinfekce na ruce | Roušky | Respirátory | Ochranné obleky | Ochranné štíty

Název výrobku: Respirátor FFP3 NR
Kat. označení: RESP_FFP3
Balení: Balení 1 ks
Dodavatel: ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava-Třebovice



Charakteristika výrobku:

Pětivrstvý respirátor třídy FFP3 s certifikací EN 149:2001+A1:2009. Respirátor chrání před vdechnutím pevných částic a kapalných aerosolů s filtrací nejméně 99% vzdušných částic. Respirátor s nosním klipem zajišťuje těsné přilnutí k tváři a účinnou filtraci částic, které se nesou vzduchem. Respirátor FFP3 NR není vhodný k ochraně v prostředích, kde není známo složení a koncentrace škodlivin v ovzduší. Jedná se o zdravotnický prostředek dle směrnice 93/42/EHS a současně o osobní ochranný prostředek dle nařízení 2016/425. Jednorázové použití.

Certifikace:

- EN149:2001:A1:2009

Velikost: Univerzální
Barva: Bílá
Počet možných použití: 1