

# Technický list produktu

**Název výrobku:** Jednorázový návštěvnický plášť 25gsm – 10ks  
**Kat. označení:** LEB002  
**Balení:** 10 ks  
**Dodavatel:** ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava-Třebovice



## Charakteristika výrobku:

Jednorázový návštěvnický plášť balený po 10 ks, PP 25gsm s elastickou gumou v pase pro pohodlné nošení v bílé barvě. Plášť je určený k ochraně oděvu před jeho znečištěním a kontaminací. Je vhodný pro použití v potravinářských, zdravotnických či laboratorních provozech, nebo jako ochranný oděv pro návštěvníky.

## Certifikace:

- EN ISO 13485:2016

Barva: bílá  
Složení výrobku: 100 % PP netkaná textilie  
Počet možných použití: 1

---

**ALFI Corp., s.r.o.**  
**Provozní 5492/3**  
**Ostrava-Třebovice**  
**722 00**