

Technický list produktu

Název výrobku: Respirátor FFP2 BANER BÍLÝ
Kat. označení: RESP_KN95
Balení: 1 ks
Dodavatel: ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava-Třebovice



Charakteristika výrobku:

Filtrační polomaska proti částicím EN 149:2001+A1:2009. Antivirový respirátor s filtrační třídou FFP2 zachycuje více než 94 % virů bakterií, prachových, pylových i smogových částic. Respirátor s nosním klipem zajišťuje těsné přilnutí k tváři a účinnou filtraci částic, které se nesou vzduchem. Jednorázové použití.

Certifikace:

- EN 149:2001+A1:2009

Složení výrobku: bavlna + netkaná textilie
Velikost: univerzální
Barva: bílá
Počet možných použití: 1