

# 4toilet.cz

## Dezinfekce pro Vaše ruce

Bezdotykové dávkovače a stojany na dezinfekci

Dezinfekce na ruce

Roušky

Respirátory

Ochranné obleky

Ochranné štíty

**Název výrobku:** Nanorouška SpurTex® PP Standard  
**Kat. označení:** ROU\_006  
**Balení:** Balení 50 ks  
**Dodavatel:** ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava-Třebovice



### Charakteristika výrobku:

Nanorouška SPURTEX® PP z nanostrukturovaného filtračního materiálu slouží jako účinný ochranný prostředek dýchacích orgánů před částicemi, bakteriemi a viry. Nanorouška zachycuje ultra jemné částice o velikostech 20-400 nm včetně virů o velikostech 30-150 nm. Nanorouška SPURTEX® PP neobsahuje borosilikátová mikrovlákná používaná v ochranných prostředcích, která mají negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka (potenciální karcinogenní účinky). Materiál SPURTEX® PP L2 V2, ze kterého je nanorouška vyrobena, vyhovuje normě ČSN EN 149:2001+A1:2009 pro filtrační polomasky proti částicím v kvalitativní třídě FFP2. Nanorouška SPURTEX® PP má filtrační účinnost 99,73 % a je vyrobena v České republice.

### Certifikace:

- ČSN EN 149:2001+A1:2009
- ČSN EN 14683:2019+AC:2020

**Velikost:** Univerzální  
**Barva:** Bílá  
**Počet možných použití:** 1