

4toilet.cz

Dezinfekce pro Vaše ruce

Bezdotykové dávkovače a stojany na dezinfekci

Dezinfekce na ruce

Roušky

Respirátory

Ochranné obleky

Ochranné štíty

Technický list výrobku

Název výrobku: Medicínské nitrilové rukavice MODRÉ
Kat. označení: RUKNIT_MED
Balení: Balení 100 ks
Dodavatel: ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava-Třebovice



Charakteristika výrobku:

Jednorázové medicínské rukavice vyrobené z nitrilu v modré barvě, nepudrované, ve velikosti S, M, L, XL, vhodné pro jednorázové použití. Lze je využívat ve zdravotnictví, **v laboratořích, chemickém průmyslu**, ale také **při kontaktu s potravinami** a pro úklid. Rukavice jsou **univerzální** vhodné pro pravou i levou ruku. Rukavice jsou vyhotovené z pevného materiálu, mají vysokou odolnost a těsnost, díky čemu zabezpečuje maximální citlivost hmatu. Rukavice jsou vhodné pro osoby s citlivou kůží.

Certifikace:

93/42/EEC Class 1 o zdravotnických prostředcích

ISO 13485 Standard EN 455

ISO 9001 Standard EN 374

Velikost: S, M, L, XL

Složení výrobku: Nitril

Počet možných použití: 1

