

# Technický list produktu

**Název výrobku:** Chirurgická jednorázová rouška IIR 3-vrstvá ochranná – balení 50 ks  
**Kat. označení:** ROU\_005  
**Balení:** 50 ks  
**Dodavatel:** ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava-Třebovice



## Charakteristika výrobku:

Ochranná rouška je složená ze 3 vrstev. Je vyrobená z netkaného filtru a bez kontaktu lidských rukou. Chrání uživatele před kapénkovou infekcí a zároveň minimalizuje šíření infekce, pokud je uživatel nakažen. Perfektní propustnost snadného dýchání. Bez alergenu. Nežmolkuje. Rouška má anatomický tvar, bezešvé slisování a nastavitelný nosní klip.

## Certifikace:

- **Bakteriální filtrace (BFE): 98 % dle EN 14683**
- **EN14683:2019+AC:2019**
- **EN ISO 15223-1:2016**
- **Type IIR**

**Balení:** 50 ks  
**Rozměry balení:** 9,5 x 20 x 9,5 cm (výška x šířka x hloubka)  
**Složení výrobku:** 100 % PP netkaná textilie  
**Počet možných použití:** 1