

4toilet.cz

Dezinfekce pro Vaše ruce

Bezdotykové dávkovače a stojany na dezinfekci

Dezinfekce na ruce

Roušky

Respirátory

Ochranné obleky

Ochranné štíty

Technický list výrobku

Název výrobku: Jednorázové protiskluzové návleky na boty
Kat. označení: NAVL005
Balení: Balení 10 ks
Dodavatel: ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava-Třebovice



Charakteristika výrobku:

Jednorázové návleky na boty v bílé barvě balené po 10 ks. Návleky jsou protiskluzové v prodloužené délce a díky gumičce na horní straně návleku nepadají a pohodlně se nosí. Ochranné jednorázové návleky na boty vyrobené z netkané textilie jsou určeny především do provozů, kde jsou vysoké nároky na hygienu práce. Návlek na obuv zaručuje udržení čistoty a pořádku v ambulancích a ostatních zdravotnických zařízeních se zvýšenými požadavky na čistotu a hygienu. Vhodné ale také do laboratoří, ošetrovatelství a potravinářství.

Certifikace:

- EN ISO 13485
- EN 14126
- EN 13034
- EN 13982
- EN 1149

Složení výrobku: Netkaná textilie (35 g/m² Polypropylen + 20 g/m² Polyethylen)
Počet možných použití: 1

